

### Vata buničitá dělená



Hartmann, 4x5cm, 500ks	48,-	<b>43,-</b>
Batist, 4x5cm 2x500ks	77,-	<b>69,-</b>

### Vata buničitá přířezy



1kg, Batist	184,-	<b>166,-</b>
500g, Hartmann	115,-	<b>103,-</b>

### Zubní válečky



č. 1-průměr 8mm,		
č. 2-průměr 10mm	220,-	<b>189,-</b>
č. 3-průměr 12mm		

### Mikroaplikátory



Regular, Fine, Superfine á 100ks	187,-	<b>169,-</b>
----------------------------------	-------	--------------

### Kompresy nesterilní



nesterilní 7,5x7,5cm	72,-	<b>65,-</b>
nesterilní 5x5cm	45,-	<b>41,-</b>

### Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm	109,-	<b>99,-</b>
sterilní 7,5x7,5cm	159,-	<b>148,-</b>

### Safargam GT 400



Ag – 43%, Cu – 25%, Sn – 32%

kapsle č. 1, 50ks	1247,-	<b>1122,-</b>
kapsle č. 2, 50ks	1549,-	<b>1398,-</b>
kapsle č. 3, 50ks	1904,-	<b>1734,-</b>

### Kapslovaný amalgam



Složení: Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30%

č.1/2 – 50 kapslí	980,-	<b>815,-</b>
č.1 – 50 kapslí	1350,-	<b>1125,-</b>
č.2 – 50 kapslí	1795,-	<b>1475,-</b>
č.3 – 50 kapslí	2395,-	<b>1975,-</b>

### FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.  
Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.



10 ks	1028,-	<b>945,-</b>
-------	--------	--------------

### DC Kältespray



Mrazící spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.

200ml	120,-	<b>109,-</b>
-------	-------	--------------

### ORBIS chladící sprej

Chladící sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy. Je vynikající pro zmrazování pelet z pěnové hmoty či roliček vaty, stejně jako pro zkoušení vitality zubu. Lze jej také použít k rychlému ochlazení otiskovacích materiálů nebo míchacích podložek.  
Příchuť: pomeranč



200ml	158,-	<b>143,-</b>
-------	-------	--------------

### Cognoscin

Sprej s vůní máty je zdravotnický prostředek pro endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubní dřevě (pulpa dentis).  
Balení: 75 ml s vůní máty



75ml	310,-	<b>268,-</b>
------	-------	--------------

## Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.  
**Barvy:** bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, vínová, žlutá a růžová.  
**Rozměry:** 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks **320,-** **285,-**  
80x54 cm - 60 ks **320,-** **285,-**

## Softa-Man

**Alkoholový viskózní dezinfekční přípravek na ruce.**  
Bakteriocidní, tuberkulocidní, fungicidní, účinný proti obaleným i neobaleným virům.



500ml **189,-** **170,-**

## Cavicide

Dezinfekce neporézních, tvrdých povrchů.  
• Používá se neředěný.  
• Jeho hlavním způsobem použití je nástřik aerosolu sprejem, ale je možné použít jej k otírání povrchů tampóny.  
• Kompatibilní s většinou materiálů.



5l **1567,-** **1429,-**  
700ml **401,-** **369,-**  
200ml **188,-** **169,-**

## ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čistítky.



2,5l **704,-** **654,-**

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l **1207,-** **1097,-**

## ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l **882,-** **795,-**

## Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.

sleva více než:

**25%**



2l **850,-** **635,-**

## MD 555

Plivátka a sací zařízení.  
• Speciální nepěňivý koncentrát pro sací zařízení a odlučovač amalgamu.  
• Rozpouští pevně usazené a ztvrdlé nánosy.  
• Obzvláště vhodný při používání ordinačních pískovaček (Air-Flow technika), pro tvrdou vodu a pro vodovodní potrubí se špatným spádem.



2,5l **1849,-** **1769,-**

## Sekusept aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů. Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).



1,5kg **1259,-** **1145,-**  
6kg **4659,-** **4198,-**

## Helix Test NSK

Testy průniku páry Bowie-Dick pro malé parní sterilizátory do 60 l. Test se provádí společně při každé vsázce dutých nástrojů.



sleva více než:

**20%**

250 ks + nosič **4990,-** **3975,-**

## EURO Bowie-Dick test

Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověřit v jediném testu při teplotě 134 °C během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, obsah nekondenzujících plynů, teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice.  
• Provádí se denně před plánovanou sterilizací. Test se vkládá do prázdné sterilizační komory.



sleva více než:

**20%**

1ks **170,-** **133,-**

## Incidin liquid

K přímému použití pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postřikem. Vhodný pro ošetřování nerezových povrchů, stomatologická křesla a těžko dostupná místa.



1l **399,-** **359,-**  
5l **1659,-** **1495,-**

## DiaPolisher Paste



Nyní jen:  
**1.278,-**

Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1566,-~~**1350,-**

## Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



Nyní jen:  
**2.667,-**

3ml

~~3148,-~~**2833,-**

## EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částic (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



Nyní jen:  
**1.798,-**

4ml

~~2564~~**1985,-**

## EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

Nyní jen:  
**4330,-**

~~5531,-~~

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

Nyní jen:  
**15400,-**

~~18256,-~~

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

Nyní jen:  
**8560,-**

~~10787,-~~

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

Nyní jen:  
**2550,-**

~~3115,-~~

Nyní jen:

**3.998,-**

Nyní jen:

**14988,-**

Nyní jen:

**7.878,-**

Nyní jen:

**2.276,-**

## EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnaoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebování s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



Nyní jen:  
**1.898,-**

4ml

~~2710,-~~**2075,-**

## Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubov GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Nyní jen:  
**5.987,-**  
na Triple

Nyní jen:  
**2.367,-**  
na Single

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

~~7962,-~~**6575,-**

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

~~3124,-~~**2575,-**

## Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



Nyní jen:  
**1.898,-**

kartuše  
2x51g

~~2425,-~~**2075,-**

## everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



Nyní jen:  
**1.797,-**  
1x8cm

Nyní jen:  
**2.507,-**  
na Intro

1x8cm

~~2894,-~~**1985,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4073,-~~**2785,-**

## everX Flow

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavít. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčičnou matici.

Nyní jen:  
**1.499,-**

~~1996,-~~**1685,-**

stříkačka 2ml (3,7g),  
bulkový nebo  
dentinový odstín,  
20x koncovka

## everX Posterior

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



Nyní jen:  
**2.098,-**  
15 unitipů

Nyní jen:  
**6.278,-**  
50 unitipů

15 unitipů x  
0,13 ml

~~2694,-~~**2275,-**

50 unitipů x  
0,13 ml

~~8086,-~~**6785,-**

## everStick C&amp;B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



Nyní jen:  
**1.977,-**  
1x8cm

Nyní jen:  
**2.507,-**  
na Intro

1x8cm

~~3133,-~~**2165,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4073,-~~**2785,-**

## Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

sleva  
více než:

25%

Nyní jen:  
2.378,-10ks sortiment: 4x máta, 2x  
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3208,-

2575,-

10ks malina

3208,-

2575,-

## GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky

sleva  
více než:

25%

Nyní jen:  
2.598,-

balení

3484,-

2875,-

## G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.

Nyní jen:  
1.798,-

5ml

2328,-

1995,-

G-aenial Anterior /  
Posterior / Flo XNyní jen:  
1.429,-

sleva až:

38%



Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2307,-

1565,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2289,-

1535,-

G-aenial Universal  
Injectablesleva  
více než:

24%

Nyní jen:  
985,-  
na tubu

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

1960,-

1685,-

tuba 1x1ml

1300,-

1075,-

G-aenial Universal  
Flosleva  
více než:

38%

Nyní jen:  
1.457,-

Odstíny: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2359,-

1585,-

## G-Premio Bond

sleva až:

38%

Nyní jen:  
6.275,-  
na 3x5mlNyní jen:  
2.478,-  
na 5ml3-Bottle Pack:  
3x5ml

8464,-

6375,-

1 lahvička  
5ml

4040,-

2685,-

## G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnuocí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

Nyní jen:  
2.467,-sleva  
více než:

44%

Starter Kit: 5 ml, 50x  
mikrotip štetěčky, mikrotip  
aplikátor a míchací miska

4445,-

2675,-

## Cocoa Butter

Separační médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.

Nyní jen:  
336,-

10g

408,-

360,-

## MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

Nyní jen:  
727,-  
na IntroNyní jen:  
2.398,-  
na RefillIntro Pack; 10x 0,4 ml  
(5x jahoda, 5x máta),  
20x štětceček

1074,-

780,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml  
(jahoda / máta), 50x  
štětceček

3254,-

2595,-

## Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.

Nyní jen:  
2464,-  
na 5-Pack

sleva až:

38%

Nyní jen:  
4245,-  
na 10-Pack

5x sortiment + 1 ZDARMA

4014,-

2575,-

10-Pack: 10 ks sortiment  
nebo jedna příchuť

6045,-

4465,-

## MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid  
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a melounNyní jen:  
2.595,-  
na 5-Pack

sleva až:

40%

Nyní jen:  
4776,-  
na 10-Pack5-Pack: 5 ks sortiment + 1  
ZDARMA

4380,-

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment  
nebo jedna příchuť

6759,-

4975,-

## Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml ~~3496,-~~ **2845,-**  
Stříkačka 10ml ~~2085,-~~ **1685,-**

## G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

**Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7g ~~5386,-~~ **4475,-**  
Starter Kit: A2 / Translucent ~~6822,-~~ **5685,-**

## G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



**Starter Kit:** 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikrošpítečky, 20x dávkovací mistička ~~8872,-~~ **6575,-**  
**Refill:** 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach) ~~1276,-~~ **960,-**

sleva více než:

**26%**

## Essentia Universal



Nyní jen: **1.158,-**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g ~~1842,-~~ **1255,-**

## Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

**Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

**Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

**Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



Nyní jen: **1.158,-** na tubu

Nyní jen: **4.989,-** na kit

1 tuba, libovolný odstín ~~1842,-~~ **1255,-**  
Modifier Kit ~~6381,-~~ **5485,-**

## Essentia HiFlo/LoFlo



Nyní jen: **1.457,-**

HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity  
HiFlo - vysoká zatékavost  
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g ~~1842,-~~ **1585,-**

## Gradia Direct



sleva více než: **46%**

Nyní jen: **1.038,-**

**Anterior Syringe:** 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT  
**Posterior Syringe:** 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT  
**X Syringe:** 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

~~1926,-~~ **1135,-**

## Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva více než: **33%**

Nyní jen: **1.249,-**

**Flo:** 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry  
**LoFlo:** 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

~~1890,-~~ **1365,-**

## Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.

Nyní jen: **5.498,-** na kit

Nyní jen: **2.796,-** na refill

Nyní jen: **5.785,-** na Intro kit

**Kit:** 1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství ~~7200,-~~ **6000,-**

**Intro kit:** 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole). ~~7469,-~~ **6250,-**

**Refill:** kartuše 10ml, ~~3593,-~~ **2995,-**

## GC Fuji IX GP 1-1

sleva více než: **23%**

Nyní jen: **2.278,-**



Odstín. A3  
1-1 ~~2986,-~~ **2495,-**

## GC Fuji IX GP 3-2

Nyní jen: **5.557,-**

sleva více než: **22%**



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny  
3-2 ~~7140,-~~ **6125,-**

## GC Fuji IX GP Extra 1-1

Nyní jen: **2.498,-**

sleva více než: **25%**



Odstín. A2, A3  
1-1 ~~3351,-~~ **2775,-**

**GC Fuji I kapsle**



**Nyní jen:  
2.895,-**

Odstín: světle žlutá

50 kapslí ~~4587,-~~ **3188,-**

**GC G-CEM kapsle**



**Nyní jen:  
5.498,-**

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí ~~8549,-~~ **5990,-**

**GC Fuji Triage kapsle**



**Nyní jen:  
3.388,-**

sleva  
více než:

**36%**

Odstín: růžová, bílá

50 kapslí ~~5295,-~~ **3675,-**

**GC Fuji IX GP kapsle**



**Nyní jen:  
3.188,-**

sleva  
více než:

**32%**

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~4748,-~~ **3425,-**

**GC Fuji IX GP FAST kapsle**



**Nyní jen:  
3.245,-**

sleva  
více než:

**32%**

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~4820,-~~ **3465,-**

**GC Fuji IX GP Extra kapsle**



**Nyní jen:  
3.687,-**

sleva  
více než:

**34%**

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~5610,-~~ **3985,-**

**GC Fuji II LC Improved kapsle**



**Nyní jen:  
3.665,-**

sleva  
více než:

**35%**

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí ~~5646,-~~ **4045,-**

**GC Fuji Plus kapsle**



**Nyní jen:  
3.779,-**

sleva  
více než:

**36%**

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí ~~5969,-~~ **4180,-**

**GC Fuji Plus plv./liq.**



**Nyní jen:  
3.459,-**

sleva:  
25%

Odstín: A3

1-1 ~~4666,-~~ **3734,-**

**GC Fuji II LC Improved plv./liq.**



**Nyní jen:  
7898,-  
na 3-2**

Tekutina 6,8g ~~2120,-~~ **1820,-**

Prášek 15g ~~2483,-~~ **2140,-**

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny ~~10003,-~~ **8600,-**

**Fuji I 1-1**



**Nyní jen:  
3.069,-**

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.) ~~4088,-~~ **3350,-**

**GC Fuji Triage 1-1**



**Nyní jen:  
2.338,-**

Odstín: růžová, bílá

1-1 ~~3208,-~~ **2597,-**

## DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17% EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml 325,- 260,-  
500ml 600,- 480,-

Hypodest  
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml 229,- 183,-

Klorodest Chlorhexidine  
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětovné navlhčení preparovaného povrchu



1l 690,- 552,-

## ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: máta



Tuba 10ml 1092,- 928,-

## ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

Obsahuje: 0,12 % Chlorhexidingluconat



Láhev 5 000ml 985,- 837,-  
Dávkovací pumpička 469,-

## ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:

0,1 % benzalkonium chlorid  
0,05 % fluorid sodný  
bez alkoholu  
připraveno k okamžitému použití



Láhev 100ml 86,- 73,-  
Láhev pro pacienta, 300ml 223,- 190,-  
Láhev pro ordinaci, 5 000ml 975,- 829,-  
Dávkovací pumpička 469,-

## Prophy Powder classic

## Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g 807,- 686,-

## Prophy Powder PERIO

## Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vnecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



Perio, neutral, láhev 100g, 807,- 686,-

Prophy Paste,  
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,  
RDA 170, zelená,  
RDA 120, růžová,  
RDA 40, žlutá,



95g 312,- 265,-

## Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- amorfni oxid křemičitý



Tuba 95g 312,- 265,-

Kartáčky k čištění  
a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu



Bílý nebo růžový, 100ks 1085,- 922,-

ORBI profylaktické  
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks 352,- 299,-

## Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem kalcia >41 % (pH 12,4).  
Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.



balení 1950,- 1765,-

## Calcimol LC



CALCIMOL LC - světlem tuhnoucí varianta pro podložky a nepřímé překrytí pulpy, příznivé pH, podložka je stabilní, izoluje.

Stříkačky: 2x2,5g 1650,- 1485,-  
Tuby: 2x5g 1790,- 1641,-

## Calcimol

CALCIMOL - chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní hydroxid vápenatý pasta s 26% obsahem čistého hydroxidu vápenatého.



24g 860,- 774,-


## Endomethasone N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.  
Set obsahuje: 14 g prášku a 10 g tekutiny



set 3710,- 3339,-  
prášek 14g 2870,- 2588,-  
tekutina 10ml 1240,- 1116,-

## Calcipast



Pasta s hydroxidem vápenatým  
SLOŽENÍ: hydroxid vápenatý (16%), síran barnatý (15%), hydroxylapatit (13%), propylenglykol  
POUŽITÍ: Výrobek CALCIPAST se používá při zubním ošetření jako materiál pro dočasnou výplň kořenového kanálku. Navíc lze výrobek CALCIPAST použít jako dočasnou výplň hlubokých kavit při přímém a nepřímém překrytí pulpy.

2,1g 790,- 711,-  
MegaPack 4x2,1g 2410,- 2169,-

## Calcicur

Okamžitě aplikovatelný kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků.  
• Obsahuje 45% hydroxidu vápenatého v dobře resorbovatelné formě (pH 12), což zvláště podporuje tvorbu sekundárního dentinu.  
• Aplikační stříkačka 1 x 2 ml s kanylkou.



3 x 2,5g 3420,- 3095,-  
2ml (2,5g) 1300,- 1195,-

## Leptací gel 70g (50ml)

Skvělá náhrada za Etching gel Ekonomy 30ml (zrušená výroba)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.

Balení obsahuje: Leptací gel 70g + 10 stříkaček + 50kanyl



70g 1658,- 1499,-

## Gelatamp

Efektivní, biokompatibilní medicínský nástroj pro spolehlivou post-extrakční léčbu bez komplikací.  
Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra.  
Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koaguláty.  
Efektivní a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru bakterií.



50ks 1589,- 1438,-

## Štěteček nasazovací

Štětečky z nylonového vlákna vhodné pro přesnou aplikaci leptacích a bondovacích materiálů, zubních laků a medikamentů.  
Pro nasazení do držátka.



Štětiny bílé, jemné  
Štětiny černé, jemné  
Štětiny černé, střední

100ks 313,- 280,-

## Orbi Tips držátko bílé



Držátko pro jednoduché a optimální využití aplikátorů ORBI-Tips.

10ks 153,- 138,-

## Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světlem tuhajícího materiálu. Ohnutá kovová jehla (45.°) umožňuje optimální přístup do dutiny.  
Pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnících materiálů a kompozitů  
Vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky



0,6x13 mm, 100 ks 483,- 435,-  
0,9x13 mm, 100 ks 483,- 435,-



## CoForm matrice

Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu. Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a fraktur.

**Sada:** 8 x 8 ks nejpoužívanějších mesiálních (M) a distálních (D) matric pro horní frontální zuby č. 11, 12, 21 a 22.



leva více než: **20%**

~~2660,-~~

**2095,-**

sada 64ks

~~370,-~~

**295,-**

refill 8ks

Konturovací a dokončovací pásy v roli vyrobené z flexibilního polyesteru potaženého aluminium oxidovými částicemi.

- Ideální pro aproximální povrchy kompozitních oprav.
- **Hrúbosti:** zelená - jemná 30 µm, modrá - střední 40 µm a bílá - hrubá 60 µm.
- Šířka pásy: 4 mm, délka: 10 m.



10m

~~830,-~~

**710,-**

## Gluma 2Bond

Gluma 2Bond obsahuje nanofilní plnivo, zajišťuje priming a bonding při aplikaci jediné vrstvy v jednom kroku po naleptání skloviny a dentinu.

- Má desenzitizující účinek.

leva více než:

**20%**



4ml

~~1850,-~~

**1465,-**

## Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.

leva více než: **20%**



stříkačka 4g

~~700,-~~

**555,-**

## Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úseku.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



leva více než: **17%**

stříkačka - 4 g

~~1050,-~~

**865,-**

## Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

leva více než: **25%**



2 g + 5 kanyl

~~990,-~~

**731,-**

## Filtek Bulk Fill Flowable

Zatékavý výplňový materiál se snadnou a rychlou aplikací. 4 mm hloubka polymerace – redukuje potřebu vrstvení. Zatékavá viskozita zajišťuje snadnou adaptaci – méně práce s nástroji. Až o 50 % vyšší pevnost.

**Odstíny:** A1, A2, A3, Univerzální.



leva více než:

**20%**

2x 2 g

~~2330,-~~

**1857,-**

## Filtek Supreme Flow

Světlel tuhnoucí, RTG kontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou a výbornými estetickými vlastnostmi.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákní, B1, B2, C2, D2, W - bílý, XW – extra bílý.

leva více než:

**20%**



2x 2 g

~~1967,-~~

**1567,-**

## Filtek Universal

3M nanotechnologie zajišťuje odolnost proti otěru, skvělou ležitelnost a dlouhodobou stálost naleštění.

Kompule mohou být bezpečně nahřívány.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO



leva více než:

**20%**

stříkačka - 4 g

~~2236,-~~

**1785,-**

## Adper Single Bond 2

Klinicky ověřené adhezivum s technologií nanoplňiva. Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou sílu, která zajistí vysokou spolehlivost a pevnost vazby.



~~1797,-~~

**1435,-**

4g

## Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlel tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.

leva více než:

**20%**



~~1185,-~~


**939,-**

## Relyx U200

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v AUTOMIX balení. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.

Během aplikace je hydrofilní - dobře přilne ke strukturám zubu a toleruje vlhkost při aplikaci, během polymerace se změni na hydrofóbní - odolává náročnému prostředí v ústech.

**Dostupný v odstínech:** A2 univerzální, A3 opákní a translucenční.



leva více než:

**20%**

Clicker 11g

~~5252,-~~

**4185,-**

Automix 8,5g

~~3715,-~~

**2955,-**

## Panasil initial contact

Velmi přesná korekční otiskovací hmota na bázi A-silikonů.  
Balení: 2x50ml a 6nebo 8 kanyl  
Varianty regular (6 kanyl), light nebo x-light (8, kanyl)



2x50ml

~~1610,-~~

1370,-

## Panasil contact two in one

Panasil Contact Two in One je navržen pro použití v jednofázových i dvoufázových otiskovacích technikách.



2x50ml

~~1610,-~~

1370,-

## Panasil tray soft heavy

**Viskozita:** Vysoká (heavy body), materiál je tuhý a vhodný pro vytvoření stabilní základní vrstvy

**Použití:** Především pro použití v otiskovací lžici při dvoufázové otiskovací technice.  
•Kombinuje se s nízkoviskózní složkou (např. wash materiály) pro zachycení detailů.



2 x 380 ml

~~5490,-~~

4670,-

## Panasil Putty

**Panasil Putty:** Špičková A-silikonová základní otiskovací hmota (tmel).  
**Panasil Putty fast:** Verze Fast pro rychlé zhotovení otisku.  
**Panasil Putty soft:** Měkčí varianta základní otiskovací hmoty s nízkou finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy.



900g

~~3090,-~~

2630,-

## Panasil binetics putty

Varianty: Soft nebo fast



2 x 380 ml

~~5490,-~~

4670,-

## Panasil monophase Medium

Panasil® monophase Medium je středně viskózní monofázový otiskovací materiál na bázi silikonu A pro přesné otisky.  
**Dvě velikostech balení:** 5:1 jumbo kartuše (380 ml) a 1:1 kartuše (50 ml).



2x50ml

~~1610,-~~

1370,-

2x380ml

~~5490,-~~

4670,-

## Míchací kanyly a špičky



Intraorální špičky žluté, 50ks

~~430,-~~

340,-

Míchací kanyly žluté nebo zelené, 50ks

~~790,-~~

630,-

## Dynamické koncovky



3M, 50ks

~~1840,-~~

1750,-

Kulzer, 50ks

~~2100,-~~

1995,-

Kettenbach, 45ks

~~1570,-~~

1455,-

## Imprint 4

Inovativní A-silikonová otiskovací hmota, jejíž výhodou je špičková přesnost, časová úspora a pohodlná manipulace.



sleva více než:

20%

Krémy regular 4 x 50 ml

~~3981,-~~

3172,-

Penta zkušební balení

~~3804,-~~

3015,-

Penta doplňkové balení

~~5961,-~~

4755,-

## Occlufast rock

Velmi ekonomický A-silikon pro registraci skusu.  
• Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A.  
• Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sek.), vysoce přesný (2 µm).  
• Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová barva.  
• Balení 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.



2x50ml

~~1449,-~~

1249,-

10ml

~~449,-~~

396,-

500g

~~429,-~~

389,-

## Universal Tray Adhesive

Prostředek pro zajištění dokonalé adheze otiskovacích hmot k otiskovacím lžicím.  
Vhodný pro C-silikonové a A-silikonové otiskovací hmoty.



## Tenatex Eco

Pružný a výborně tvarovatelný měkký růžový plotýnkový vosk.  
Skvělý především na stavění zubů.  
Lze krásně zahladit a šetří tak čas při konečné úpravě.  
Primární teplota pro změkčení: 36 - 42 °C.  
Velikost - 187 x 88 mm, tloušťka - 1,5 mm.



## Alligat Chroma fast

Bezprašná, rychle tuhnutí alginátová otiskovací hmota s barevným indikátorem tuhnutí.



453g ~~365,-~~ **335,-**

## Míchací podložky

Podložky pro míchání otiskovacích hmot.



11x19 cm, 20 ks ~~149,-~~ **135,-**

ImpressPLUS-5  
Alginate Fast Set

Vysoce přesný alginát s pětidenní rozměrovou stabilitou, který umožňuje pokaždé zhotovit rychlý a precizní otisk.



450g ~~359,-~~ **319,-**

## Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlítní otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fázi tuhnutí.



450g ~~216,-~~ **195,-**

## Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí. Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř v bezprostřední blízkosti. Ovocná chuť, fialová barva, antidiávná složka.



453g ~~429,-~~ **365,-**

## Tropicalgin

Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fázi tuhnutí. Po ztuhnutí je rigidní, má vlastnosti blízké silikonům - kresba jemných detailů, pevnost, odolnost proti prasklínkám.



453 ~~379,-~~ **285,-**

Alginate Mixer MX-300  
náhradní míchací miska

Náhradní míchací miska k Alginate Mixeru MX-300.

1ks ~~420,-~~ **388,-**

Míchací miska  
zelená Zhermack

Silikonová miska pro míchání otiskovacích hmot. Speciální materiál i ergonomický tvar zaručují rychlé a snadné míchání. Plastové špachtle v zářivých barvách pro míchání alginátových hmot.



1ks ~~279,-~~ **259,-**

## Míchací špachtle

Silikonová miska pro míchání otiskovacích hmot. Speciální materiál i ergonomický tvar zaručují rychlé a snadné míchání. Plastové špachtle v zářivých barvách pro míchání alginátových hmot.



6ks, různé barvy ~~419,-~~ **379,-**

## Alginate Mixer MX-300 černý

Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.

- Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
- Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikonem.
- Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
- Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádoby s víčkem, plastovou špachtli, čisticí tyčinku, magnetický košík pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev na vodu.
- Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.



~~29900,-~~ **24990,-**

## Pentamix Lite

Automatický míchací přístroj, který je snadno přenosný mezi ordinacemi díky své lehkosti a integrovanému maálu.

- Pouze pro 3M otiskovací hmoty.
- Některé součástky uvnitř přístroje jsou plastové, proto je lehčí a určen k přenášení.
- Jeden z nejlehčích přístrojů na trhu - hmotnost jen 6,7 kg.
- Kompaktní konstrukce - vztyčením na výšku šetří cenný prostor - 39,5 cm x 26,5 cm x 30,5 cm.
- Homogenní namíchání bez bublin a přesná reprodukce detailů.



~~26807,-~~ **23120,-**

## Pentamix 3

- Automatický míchací přístroj optimalizovaný pro praváky i leváky, s možností nástěnného provedení (možnost zakoupení závěsného zařízení na stěnu).
- Kompatibilní i s konkurenčními otiskovacími materiály.
- Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou kovové a zajišťují dlouhou životnost přístroje.
- Jeden z nejmenších přístrojů na trhu - ušetříte cenný pracovní prostor - 28,3 cm x 22,5 cm x 28 cm, hmotnost 9,8 kg.
- Snadná výměna kartuší a míchacích kanyl.
- Hygienické dávkování všech typů otiskovacích hmot a vysoká kvalita namíchání.



~~51508,-~~ **38630,-**

## Variotime Dynamix

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.  
Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita.  
Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).  
Strojově (Dynamix) míchání.  
Konzistence: Putty, Heavy Tra.

**Kupte 1x Variotime Dynamix a získáte  
1x Variotime Flow v hodnotě 900,-Kč  
ZDARMA**



2x380ml

3300,-

## Variotime Bite

A-silikonová otiskovací hmota na registraci skusu.  
Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu.  
Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A.  
Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí.



2x 50 ml

900,-

840,-

## Variotime Easy Putty

Tento silikonový materiál nabízí snadnou manipulaci díky své měkké a přizpůsobivé konzistenci, což usnadňuje modelování a přesné přizpůsobení v otiskovací lžici. Variotime Easy Putty se často používá v kombinaci s materiály s nižší viskozitou (jako je Variotime Light)



**Kupte 2x Variotime Easy Putty a získáte  
1x Variotime Flow v hodnotě 900,-Kč  
ZDARMA**

Variotime Easy Putty  
2x300ml

1500,-

## Oxasil



Putty/Soft Putty, 900ml

650,-

587,-

Light Flow/Very Light Flow,  
140ml

340,-

306,-

Activator Paste 60ml

280,-

255,-

Mucosa 140ml

350,-

316,-

## ZetaPlus



Intro kit

1219,-

1095,-

## Speedex

C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.  
Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily. Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



sleva více než:

25%

light body/ medium  
body - 140 ml

489,-

365,-

putty - 910 ml

1209,-

905,-

Aktivátor  
60ml

709,-

529,-

## Zeta 7 solution

Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.  
• Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi sádrami.  
• Solution - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte 100 l dezinfekčního roztoku.  
• Spray - připraven k okamžitému použití - příjemná citrónová vůně.



Solution 1l

1449,-

1299,-

Spray 750ml

479,-

299,-

## Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí.  
Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentarium.  
Odstíny: bílý nebo růžový.



Na výběr:

pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks

splétaný copánek - ø 2,2 nebo 1,0 x 150 mm v bílé nebo růžové barvě , 2 ks

UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks

mřížka - 80 x 53 mm, 2 ks

pásky, copánky, vlákna

2570,-

2090,-

mřížka

2590,-

2200,-

## Ypeen

Vysoce kvalitní univerzální péče,  
Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo,  
Hnací plyn šetrný k životním prostředím,



Sáček 450g

222,-

199,-

Dóza 800g

411,-

378,-

Woodpecker prášek  
Fast

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.

**Fast** obsahuje hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.

**Příchuť:** broskev, citron, jahoda.



300g

560,-

499,-

Woodpecker prášek  
Gentle / Gentle Mini

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene. **Gentle:** obsahuje glycin, amorfni oxid křemičitý, hrubosti 25 µm (Mini) a 65 µm.

120g (Gentle  
nebo Gentle mini)

560,-

499,-

## Cotton Pellets

100% bavlněné peletky s vysokou absorpční schopností ve 3 velikostech: č.2 ø 5 mm, č.3 ø 4 mm, č.4 ø 3 mm.



č.2, 5mm, 2550ks

569,-

515,-

č.3, 4mm, 2500ks

519,-

465,-

č.4, 3mm, 3000ks

849,-

755,-

## Luxator

Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi zub a alveol bez nutnosti fyzické námahy.

Nepoužívají se jako páčidlo (mohlo by dojít k ohnutí špičky), ale jako ostrý vazivový nůž.

Vynikající také pro ortodontické extrakce stálých zubů u dětských pacientů.

Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je mnohem rychlejší a méně stresující pro pacienta i lékařský tým.

## Nejoblíbenější čepele:

3S rovná, širší - 3 mm, vhodná pro apikální i interproximální užití,

2S rovná, užší - 2 mm, vhodná pro interproximální užití,

DE3 a DE5 duální čepel vhodná pro hluboko frakturované zuby a zkažené kořeny,

3A nůž pod úhlem pro snadnější manipulaci v dostupných částech oblouku, čepel 3 mm.

3C základní nástroj pro univerzální použití, vhodný pro začátečníky, zahnutá čepel 3 mm.

sleva:

25%



Luxator - ostatní

3930,-

2830,-

Luxator DE3/5, 1S

4430,-

3320,-

## Hemocollagene

Sterilní houbičky s kolagenem k zastavení krvácení po chirurgických zákrocích.

Kompletně vstřebatelné, pro přirozenou regeneraci tkání.

Možno implantovat a uložit do lůžka.

Kolagen zvyšuje přilnavost trombocytů a agregaci.

Balené jednotlivě v sterilních blístrech.

Rozměr: 15x15x8 mm.



24ks

2850,-

2390,-

## BioRoot Flow

NOVÝ biokeramický tmel na bázi čistého tricalcium fosfátu na kořenové kanálky v injekční stříkačce, díky kterému je obturace snadná a úspěšná při plnění za studena i za tepla.

• Stříkačka připravená k použití.

• Optimální tloušťka a tekutost.

• Studené a teplé techniky.

• Pracovní čas >60 min.

• Doba tuhnutí 5 - 6 hod.

• Antibakteriální pH 11,5.

• Vysoké uvolňování vápníku. 1718 mg/l



Stříkačka 2g

4800,-

4288,-

## Septoject jehly

Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.

Rozměry: 27G - 21, 25, 35 a 42 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

520,-

438,-

## Ultrapak

Snadné zavedení

Vynikající absorpce

Bezkonkurenční retrakce



000

740,-

670,-

00

650,-

590,-

0, 1, 2 nebo 3

600,-

540,-

## Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20%

síranu železitého

Hlubková aktivní hemostáza během několika sekund

Indispense Kit: 30ml  
ViscoStat + 20 kanyl

2760,-

2480,-

Indispence:  
30ml

1950,-

1760,-

## Viscostat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu

hlinitého

transparentní gel pro estetické zóny



Intro Kit: 4x1,2ml

Viscostat Clear + 20 kanyl

1050,-

950,-

Indispense Kit: 30ml

ViscoStat Clear + 20 kanyl

2860,-

2570,-

Indispence:  
30ml

2020,-

1820,-

## Porcelain Kit

Pro intraorální i extraorální leptání keramiky • Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách • Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky

Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch 1,2 ml Ultradent Silane 1,2 ml

EtchArrest 1,2 ml Peak Universal Bond 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer

1,2 ml OpalDam 20 x kanyla Black Mini Brush 20 x kanyla BlackMicro 20

ks kanyl Micro 20ga 20 x kanyla Inspirial Brush

sleva:

20%



Porcelain Repair Kit

7310,-

5850,-

Porcelain Etch + Silane

(2x1,2ml) stříkačka 20x kanyla

1870,-

1500,-

## Peak Universal Bond

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.

Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.

sleva:

25%



stříkačky 4x1,2ml

3460,-

2600,-

lahvička 4ml

2550,-

1910,-

## Peak SE Primer

Samoleptací primer zaručí vysokou bondovací sílu a

marginální plnění bez mezer.

Vždy čerstvé, stabilní složení.

Unikátní primer pro bondování technikou Self-Etch.

sleva:

25%



Peak SE – 4x1,2ml

2850,-

2140,-

## G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



**Refill Unitip 15x0,16ml:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

2081,-

1695,-

**Layering kit: Unitip**

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

9356,-

7985,-

**Core kit: Unitip**

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

9356,-

7985,-

**Refill stříkačky 4 g:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1941,-

1585,-

**Layering kit: stříkačky (4g)**

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8721,-

7400,-

**Core kit: stříkačky (4g)**

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8721,-

7400,-

## G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

**Starter kit A2/TL:** stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

2398,-

2075,-

**Systém Kit:** stříkačky A2 a TL, 15xGC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

5238,-

4400,-

**Twin Refill A2/TL:** 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3946,-

3475,-

**Single Refill AO3/WO:** stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

2068,-

1775,-



Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.

Nová patentovaná technologie GC Dual-H

Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.



**G2-Bond Universal Bottle Kit:** 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací mistička, 50x aplikátor a technická karta.

5159,-

4385,-



1-PRIMER Refil  
5ml

3780,-

3195,-



1-BOND Refil  
5ml

1597,-

1325,-

## Tri Plaque ID Gel

Jedinečný gelový indikátor plaku ve třech barevných odstínech k rozpoznání nového, zralého a kyselinotvorného biofilmu. Tento unikátní gel rovněž dokáže přesně vyznačit místa největšího působení bakterií, a to odhalením kyselého pH.



40g

1751,-

1450,-

## D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lamp. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



**Obsah balení:** rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

46346,-

33895,-

## Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů.

Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí.

Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



24205,-

19435,-

## Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.

Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii.

Příjemná manipulace - nepřilíší řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

5730,-

5395,-

dóza, 30g, bílá

## Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



659,-

619,-

## Gradia štětec



10 ks, ploché nebo kulaté

1833,-

1495,-

300,-

držák štětců, 2ks

## Opalescence PF 16%, 10% Opalescence bělicí pasta

## KaVo Spray

**Noční bělení Opalescence® PF**  
10% = 10% karbamidu peroxidu.  
Doba jedné aplikace 8 - 10  
hod/noc.

**Denní bělení Opalescence® PF**  
16% = 16% karbamidu peroxidu.  
Doba jedné aplikace 4 - 6  
hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s  
postupným uvolňováním peroxidu  
vodíku pro trvalé bělení  
**Příchuť:** máta nebo bez příchutě.  
**Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího  
gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí  
pasta Opalescence, krabičku na  
nosiče, taštičku Opalescence a  
kartičku se vzorníkem odstínů.

sleva: **20%**

Patient Kit

~~2620,-~~**2096,-**

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.  
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou  
rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

**Opalescence Cool Mind** – 4,8x větší absorpce fluoridů  
sklovinou

**Opalescence Sensitive** – snižuje citlivost zubů

sleva: **15%**

Sensitive

~~305,-~~**260,-**

Cool Mint

~~285,-~~**242,-**

Vysoce kvalitní univerzální  
péče,  
Zajišťuje dlouhodobou  
životnost nástrojů KaVo,  
Hnací plyn šetrný k životnímu  
prostředí,



500ml

~~1090,-~~**999,-**Ketac Molar  
Aplicap/ Easymix

Oblíbený RTG kontrastní skloionomerní cement v kapslích pro  
výplně v laterálním úseku.

Odstín: A3



Easymix A.R.T

~~1677,-~~**1518,-**

Aplicap 50ks

~~5510,-~~**4959,-**

## Tokuso Rebase II

Rychle tuhnoucí, rebazovací materiál pro tvrdé rebaze protéz  
přímo v ústech pacienta.

Od namíchání do konečného vytvrzení jen 5,5 min.



**Balení obsahuje:** 80 g prášku, 48 g Resin Hardneru, 50 ml tekutiny, 15  
ml adhesiva.

~~4699,-~~**4229,-**

## Nůžky na dásně

Oblíbený typ nůžek z nerezavějící oceli.

Útlá špička pro přesnou práci, velmi ostré.



rovně 12cm

~~459,-~~**413,-**

zahnuté 12cm

~~489,-~~**439,-**VÝPRODEJ  
Opalescence PF 10%  
máta

sleva:

**50%**Exp.:  
05/2025~~2620,-~~**1310,-**VÝPRODEJ  
Gradia Direct X-A2

Rtg kontrastní verze špičkového kompozita pro výplně v laterálním  
úseku.

Indikace: kavity I., II. a III. třídy.  
2,7ml



sleva:

**50%**Exp.:  
06/2025~~1935,-~~**967,-**VÝPRODEJ  
OptiBond FL kit

Tento adhezivní systém pro  
dentin/sklovinu funguje jako  
adhezivum a liner v jednom.  
Jednoduché použití; žádné  
míchání a jen jedna světelná  
polymerace.

**Balení kit obsahuje:** 8 ml  
primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel  
Etchant, 10 kanyl ke Gel  
Etchant, 25 míchacích místeček  
a 50 aplikačních štětečků.



sleva:

**50%**Exp.:  
05/2025~~6239,-~~**3119,-**Fast Splint resin růžový  
3 ml + 4 kanyly

sleva:

**50%**

Systém vylepšených e-skelných vláken, která  
jsou speciálně ošetřena a impregnována  
pryskyřicí.  
Impregnovaná pryskyřice také zajišťuje  
vynikající vazbu s jinými druhy pryskyřičných  
a kompozitních materiálů a zvyšuje jejich  
výslednou pevnost, při zachování přirozené  
elasticity.

Exp.:  
06/2025~~1640,-~~**820,-**Neo Spectra ST HV  
kompule 16x 0,25 g, A3

Neo Spectra ST je  
univerzální  
výplňový materiál.

sleva:

**40%**Exp.:  
06/2025~~1678,-~~**1007,-**

## Perform dóza 900g

Práškový dezinfekční  
přípravek na bázi  
aktivního kyslíku.  
Vhodný pro dezinfekci  
a mytí veškerých  
omyvatelných ploch a  
povrchů  
zdravotnických  
prostředků.



sleva:

**40%**Exp.:  
04/2025~~990,-~~**504,-**

## Kyreta mini Gracey 1/2



Použití pro řezáky a premoláry. Mini Gracey: delší dolní dílek a menší pracovní část.

201-202M

~~1559,-~~

1399,-

## Kyreta Gracey 11/12



Použití pro meziální plochy premolárů a molárů.

211-212

~~1559,-~~

1399,-

## Kyreta Gracey 5/6



Použití pro řezáky a premoláry. Zejména užitečná u aproximálních ploch.

205-206

~~1559,-~~

1399,-

## LM Arte Applicata



Velmi tenké a pružné hladítko určené pro přenášení a estetické modelování kompozit. Tenká špička nástroje umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matici.

46-49

~~1699,-~~

1530,-

## LM Arte Fissura



Modelovací nástroj s extrémně ostrými špičatými hroty. Kónický hrot je ideální pro tvarování okluzních ploch zadních zubů za použití jediného nástroje. Jemná koncovka ve tvaru sondy je optimální pro modelování fisur a také pro vrstvení některých kompozitních materiálů a tmelů.

481-487

~~1699,-~~

1530,-

## LM Arte Applicata Twist



Tenké a úzké hladítko. Jeho zahnutí usnadňuje přístup do problematictějších oblastí. Je vhodný pro modelování aproximálních stěn nebo okrajů matic.

464-494

~~1699,-~~

1530,-

## Mikrosrpek



Jemná pracovní koncovka. Použití na všechny plochy, zvláště v těsných mezizubních prostorách

301-302

~~1559,-~~

1399,-

## Kyreta Gracey 7/8



Použití pro meziální, bukální a linguální plochy premolárů a molárů.

207-208

~~1559,-~~

1399,-

## Kyreta Gracey 13/14



Použití pro meziální plochy premolárů a molárů.

213-214

~~1559,-~~

1399,-

## LM Arte Eccesso



Nástroj určený k odstranění kompozitních a bondingových přebytků. Tento jemný, ale zároveň pevný nástroj, má optimální délku, tloušťku a šířku čepele. Je ideální pro odstraňování přebytků z předních krčků a mezizubních oblastí molárů.

307-308

~~1699,-~~

1530,-

## LM Arte Condensa



Dlouhé a kulaté cpátko speciálně konstruované pro modelování kompozit. Má tenkou i silnou koncovku, což umožňuje neomezený přístup do kavity různé velikosti.

488-489

~~1699,-~~

1530,-

## LM Arte Modella



Velmi tenké i široké hladítko, které je ideální pro kompozitní modelování zejména na velkých plochách, jako jsou vestibulární stěny frontálních zubů. Široká čepel umožňuje vyrovnat povrch velmi efektivně. Díky extrémně tenkému hrotu je velmi ostrá a přesná pro všechny estetické potřeby a malé detaily

442-443

~~1699,-~~

1530,-



# Nabídka instrumentů

Platná od 1. 2. 2025 do vyprodání skladových zásob.

# KAVO

Dental Excellence



**27 490 Kč**

## KaVo MASTERmatic M25 L 1:5

Světelné úhlové kolénko 1:5 nejvyšší řady.  
Povrch Plasmatec pro perfektní kontakt s rukou a snadnou údržbu.

Originální KaVo keramická ložiska s vysokou životností.

Patentovaný poměr úhlů hlavičky a těla 100°/19°

Velmi nízká hladina Hluku 55 dB

Výměnný vodní mikrofiltr, 3bodový sprej, 25 000 Lux osvětlení a retenční síla kleštiny 30 N.



**18 490 Kč**

## KaVo MASTERmatic E20 L 1:1

Světelné úhlové kolénko 1:1 nejvyšší řady s hlavičkou L68.

Povrch Plasmatec pro perfektní kontakt s rukou a snadnou údržbu.

Originální KaVo keramická ložiska s vysokou životností.

Výměnný vodní mikrofiltr, 3bodový sprej, 25 000 Lux osvětlení a retenční síla kleštiny 30 N.

## Rubydent polymerační lampa

Univerzální lampa pro efektivní a kvalitní vytvrzení

- Ergonomický design
- Hlava z nerezové oceli
- Otočná o 360 stupňů
- Průměr světelné koncovky 10 mm
- Vytvrzení 2mm vrstvy za 1 s
- Baterie s kapacitou až 1300 10s cyklů

Model: MaxCure7 Power

Vlnová délka světla: 385–515 nm

Intenzita světla: 1000–2500 mW/cm<sup>2</sup>

Baterie: 2600 mA

Vstup napájení:

100–240 V AC 50/60 Hz

Zdroj: 5 V DC/1A

Barevné varianty: bílá, černá

 incidental

 rubydent

Balení

1 ks v balení

**6 900 Kč**



**16 890 Kč**

## KaVo SMARTtorque S619 L

Bezpečná a výkonná turbínka s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Zvýšený výkon na 26 W, keramická ložiska, 4bodový sprej, retrakční ventil, hlučnost 65 dB(A), 25 000 Lux osvětlení.



**4 999 Kč**

## MK-Dent MULTIflex

Rychlospojka s připojením KaVo MULTIflex s Xenonovou žárovkou, bez regulace vody, standardní připojení MIDWEST.




DA DENTAL ADVISOR

## POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.



Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700985

**2.790 Kč** ~~3.522 Kč~~

Balení: 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079.1

**399 Kč** ~~485 Kč~~

Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079

**14.990 Kč** ~~22.018 Kč~~

Doplňkové balení  
k Pola Light



## POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD7700510

**1.590 Kč** ~~2.848 Kč~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD87700511

**3.690 Kč** ~~7.045 Kč~~

## POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700357

**1.290 Kč** ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700359

**2.690 Kč** ~~3.002 Kč~~

**POLA NIGHT 16%**

**Karbamid peroxid**

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700390

**990 Kč** ~~1.207 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700377

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700398

**2.690 Kč** ~~3.002 Kč~~ **5.990 Kč** ~~7.901 Kč~~

**POLA NIGHT 10%**

**Karbamid peroxid**

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Navštivte naše nové webové stránky [polasmile.cz](http://polasmile.cz)



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700369

**1.290 Kč** ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700371

**2.690 Kč** ~~3.002 Kč~~

**POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS**

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do nosičů.

**Karbamid peroxid**



Balení: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700556

**1.890 Kč** ~~2.202 Kč~~

**SOOTHE**

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 50x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150034

**7.990 Kč** ~~10.476 Kč~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150002

**1.290 Kč** ~~1.586 Kč~~

# SDI | KOMPOZITA | BONDY

## LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Balení: 4 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452001-22

**1.090 Kč** ~~2.078 Kč~~



Balení: 20x 0,25 g komple  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452051-72

**1.490 Kč** ~~2.759 Kč~~

## ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samošetření, selektivního leptání a celkového leptání.

ionglass™  
BOMIMETIC FORMULA

BPA & HEMA free



Balení: 5 ml  
Kód: SD8100502

**1.490 Kč** ~~2.555 Kč~~

## LUNA FLOW

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



Luna Flow  
Balení: 2 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8566102-122

Luna Flow LV  
Balení: 2 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8566201-222

**499 Kč** ~~988 Kč~~

## WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3  
Kód: SD7500011-13



**3.490 Kč** ~~4.554 Kč~~

Balení: 1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla  
wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý  
wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Kód: SD8310102 - SD8311101

Kód: SD8210102 - SD8211101



**449 Kč** ~~644 Kč~~

## STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin.

BPA free



Balení: 5 ml  
Kód: SD8100201

**1.490 Kč** ~~3.091 Kč~~

# SDI | SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

## RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

**Kolik stojí Váš čas?**  
Riva SC ve verzi FAST

**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA



**BPA & HEMA free**

Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

**1.390 Kč** ~~1.562 Kč~~



**riva self cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3

**riva self cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

**2.990 Kč** ~~4.608 Kč~~

**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.



**riva self cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4,  
B2, B3, sortiment,

Kód: SD8600001-13  
SD8605001-08  
SD8610000

**riva self cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

**3.990 Kč** ~~5.208 Kč~~

**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

## RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

**BPA & HEMA free**

**DA DENTAL ADVISOR**  
2024  
PREFERRED PRODUCT

**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

**1.690 Kč** ~~2.137 Kč~~



**riva light cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

**riva light cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

**2.990 Kč** ~~4.575 Kč~~

**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.



**riva light cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,  
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16  
SD8710000

**riva light cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

**3.990 Kč** ~~5.463 Kč~~

**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

## COAT



Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.

Balení: 5 ml  
Kód: SD8610001

**1.290 Kč** ~~1.592 Kč~~

## CONDITIONER



Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.

Balení: 10 ml  
Kód: SD8620001

**1.290 Kč** ~~1.641 Kč~~

## RIVA STAR AQUA

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina,  
3 ml Riva green tekutina  
Kód: SD8800530

**3.190 Kč** ~~4.678 Kč~~



Balení: 10× kapsle Riva star Aqua krok 1,  
10× kapsle Riva Star krok 2  
Kód: SD8800525

**2.590 Kč** ~~3.905 Kč~~

## RIVA SILVER

vhodné pro pacienty  
se špatnou hygienou

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50× kapsle  
Kód: SD8670008

**6.490 Kč** ~~8.062 Kč~~

Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina  
Kód: SD8670508

**5.990 Kč** ~~6.942 Kč~~



## SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25× aplikační koncovka  
Kód: SD8100052

**1.190 Kč** ~~1.301 Kč~~

Balení: 2× 31 g stříkačka, 50× aplikační koncovka  
Kód: SD8100059

**1.990 Kč** ~~2.721 Kč~~

## APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové aplikační štětečky, které jsou odolné vůči běžným rozpouštědlům v dentálních materiálech.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová) Kód: SD8100122

FINE (zelená) Kód: SD8100116/17

MEDIUM (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

**699 Kč** ~~1.202 Kč~~

## RIVA APLIKÁTOR 1

Kleště určené k aplikaci namíchaných materiálů SDI dodávaných v kapslích. Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.



Balení: 1 ks  
Kód: SD5545009

**1.890 Kč** ~~2.175 Kč~~

## RIVA APLIKÁTOR 2

Ergonomické kleště určené k aplikaci namíchaných materiálů SDI dodávaných v kapslích. Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.



Balení: 1 ks  
Kód: SD5545013

**2.440 Kč** ~~3.616 Kč~~

## RADII-CAL CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrcinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



Balení: 1 ks  
Kód: SD5600110

**19.990 Kč** ~~24.292 Kč~~

PERMITE

## Normálně tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

Velikost 1 400 mg	Kód: SD4001303 *	Kód: SD4011323 *
	<b>2.290 Kč</b>	<b>16.990 Kč</b>
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4002303 *	Kód: SD4012323 *
	<b>2.990 Kč</b>	<b>20.990 Kč</b>
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4003303 *	Kód: SD4023303 *
	<b>3.490 Kč</b>	<b>29.990 Kč</b>

## Pomalou tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

UKONČENO	UKONČENO
Kód: SD4002404 *	Kód: SD4012424 *
<b>2.990 Kč</b>	<b>20.990 Kč</b>
UKONČENO	UKONČENO

GS-80

## Normálně tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

Velikost 1 400 mg	Kód: SD4411303 *	Kód: SD4411323 *
	<b>1.290 Kč</b>	<b>10.990 Kč</b>
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4412303 *	Kód: SD4412323 *
	<b>1.690 Kč</b>	<b>15.990 Kč</b>
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4413303 *	Kód: SD4413323 *
	<b>2.190 Kč</b>	<b>19.990 Kč</b>

## Pomalou tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

UKONČENO	UKONČENO
Kód: SD4402404 *	UKONČENO
<b>2.490 Kč</b>	UKONČENO
UKONČENO	UKONČENO

\* ekonomické balení v sáčku

\* do vyprodání zásob

## PERMITE

56% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

## GS-80

40% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



ilustrační foto

# SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

## RIVA CEM AUTOMIX

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem automix je pryskyřici modifikovaný, skloionomerní fixační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODŠTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2 × 4 g stříkačka automix,  
16 × aplikační koncovky  
Kód: SD8800703

**2.290 Kč** ~~3.434 Kč~~

## SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODŠTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2 × 7 g stříkačka automix,  
28 × aplikační koncovka  
Odstín: A1, A2, OA3,  
bílý opákní, translucent  
Kód: SD8805101-05

**3.290 Kč** ~~5.177 Kč~~

## RIVA LUTING

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50 × kapsle  
Kód: SD8650008

**3.990 Kč** ~~4.754 Kč~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina  
Kód: SD8650508

**2.490 Kč** ~~3.130 Kč~~

## RIVA LUTING PLUS

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50 × kapsle  
Kód: SD8651008

**4.490 Kč** ~~5.610 Kč~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina  
Kód: SD8651508

**2.490 Kč** ~~3.176 Kč~~