

**Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .02**



Kón.: .02, 120ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~199,-~~ **179,-**

**Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06**



Kón.: .04, .06, 60ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~259,-~~ **229,-**

**Gutaperčové čepy kalibrované Pro-R**



Speciální milimetrově značené gutaperčové čepy pro použití s nástrojem Reciproc

60ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~259,-~~ **229,-**

**Papírové čepy kalibrované, kónicita .02**



Kón.: .02, 200ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~150,-~~ **134,-**

**Papírové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06**



Kón.: .04, .06, 100ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~204,-~~ **185,-**


**Papírové čepy kalibrované Pro-R**



100ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~204,-~~ **185,-**

**Kältespray**



Oblíbený, ekonomický mrazící spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.

200ml ~~120,-~~ **109,-**

**Filtek Z250**

Univerzální mikrohybridní světlém tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce. **Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I a UD.



sleva více než: **20%**

4g ~~1239,-~~ **995,-**

**Filtek ONE**

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

**Odstíny:** A1, A2, A3, B1 a C2.



sleva více než:

**20%**

4g ~~2264,-~~ **1812,-**

**Injekční stříkačky**



2ml, 100ks, Braun ~~119,-~~ **107,-**

5ml, 100ks, Braun ~~176,-~~ **159,-**

2ml, 100ks, Chirana (modré) ~~136,-~~ **122,-**

**Ručníky Tork**



300ks ~~119,-~~ **107,-**

**Pervin (Perlan) utěrky**

Víceúčelové přířezy z netkané textilie jsou určeny pro každodenní použití za sucha i mokra. Hygienická nezávadnost, příjemný dotek, pevnost a odolnost proti oděru. Mimořádná savost.



Utěrky, 40x50cm, 200ks ~~683,-~~ **617,-**

Ručníky, 50x95cm, 100ks ~~806,-~~ **745,-**

## Čistič Tray-Cleaner

Účinný koncentrát k šetrnému čištění otiskovacích lžic a nástrojů. Speciální čistič velmi rychle uvolňuje zbytky alginátů, eugenolu s oxidem zinečnatým, karboxylátových a fosfátových cementů rovněž i termoplastických otiskovacích hmot a vosků.



1l

680,-

612,-

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů Plus

Koncentrát pro každodenní dezinfekci nástrojů. Splňuje požadavky na kompletní virucidní ochranu a je zdravotnickým produktem, který splňuje nejvyšší standardy dezinfekčního výkonu a materiálové kompatibility pro všechny (chirurgické) nástroje v zubních ordinacích.



1l

613,-

552,-

## Čistič plivátek

Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.



750ml

409,-

368,-

## ORBI-Sept IMDD dezinfekce otisků- prášek

Dezinfekční koncentrát v práškové formě k ředění ve vodě. Slouží k ruční dezinfekci invazivních i neinvazivních zdravotnických prostředků metodou ponorné lázně. Patří sem zubní protézky, zubní otisky ze silikonu, polyetheru a alginátu. Bez aldehydů (na bázi aktivního kyslíku)

Testovaná materiálová kompatibilita a rozměrová stálost pro otisky. Široká mikrobiologická účinnost s krátkou dobou expozice (10 min.) Rychle rozpustný ve vodě.



Dóza 700g

1206,-

1086,-

## ORBI-Sept čistič sání

ORBI-Sept čistič sání je nízko pěnivý čistící koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.



2,5l

771,-

698,-

## ORBI-Sept dezinfekce na povrchy, koncentrát

Bezaldehýdový dezinfekční koncentrát pro dezinfekci a čištění povrchů a vel - kých ploch. Bez alkoholu.



2,5l

829,-

746,-

## ORBI-Sept dezinfekce otisků

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.



2,5l

822,-

740,-

## ORBI-Sept dezinfekce na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

aroma: cool fresh



2,5l

723,-

651,-

## ORBI-Sept dezinfekce na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol.



2,5l

762,-

686,-

## ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

704,-

634,-

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termolabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1290,-

1161,-

## ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

982,-

884,-

## Zubní válečky Orbis

Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí v ústní dutině. Vyvážená směs vysoce čisté buničiny a přírodní bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu a pružnost. Baleno v sáčku, který válečky chrání před prachem a vlhkostí.  
Velikost: 1, 2 nebo 3



300g

~~198,-~~

177,-

1ks

## Zásobník na vatové válečky

Plastový zásobník pro hygienické skladování a vyjímání bavlněných válečků. Vyrobeno z vysoce kvalitního akrylového skla, nelze sterilizovat.  
• vnější rozměry: (š×v×h): 5×11×11 cm

~~434,-~~

390,-

## Vatové kuličky

Vatové kuličky s vysokou absorpcí pro sušení a aplikaci léčiv.

Měkké, rozměrově stálé.  
• běleno bez požití chlóru  
• v uzavíratelné dóze



Ø 3,0 mm, dóza 2,5 g

~~340,-~~

306,-

Ø 4,0 mm, dóza 4 g

~~438,-~~

394,-

Ø 5,5 mm, dóza 4 g

~~326,-~~

293,-

Ø 7,0 mm, dóza 10 g

~~368,-~~

331,-

## Ochranné obaly

Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové folie. Optimalizované pro toto použití, nezkrasují snímek. Chrání personál a pacienty před křížovou kontaminací.

Vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie, vysoká průsvitnost, měkká folie šetrná k pacientovi, snadná manipulace, snadné otevírání, samolepící.

Ochranný obal, velikost 0, 22 × 35 mm, balení 300 ks

~~1364,-~~

1228,-

Ochranný obal, velikost 1, 24 × 40 mm, balení 300 ks

~~1364,-~~

1228,-

Ochranný obal, velikost 2, 31 × 41 mm, balení 300 ks

~~1364,-~~

1228,-

Obal rentgenového senzoru, střední, velikost 1, pro senzor 1,2 × 3 cm, balení 500 ks

~~661,-~~

595,-

Obal rentgenového senzoru, velký, velikost 2, pro senzor 2,3 × 4 cm, balení 500 ks

~~661,-~~

595,-



## ORBIS Leptací gel pro keramiku

Leptací gel na bázi kyseliny fluorovodíkové (5% hmotnostních jednotek). Slouží k vytvoření retenčního povrchu na keramických pracích, jako jsou inlay, onlay, nebo korunky. Významně zvyšuje adhezi připevňované keramiky. Červené zbarvení zaručuje dobré rozpoznání a vymezení rozhraní keramiky.

Leptací gel na keramiku je určen pouze pro extraordní aplikaci!



Lahvička 6ml

~~1132,-~~

1019,-

## Leptací gel 70g (výroba Etching gelu zrušena)

**Skvělá náhrada za Etching gel Ekonomy 30ml (zrušená výroba)**

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a sklovin pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.

Balení obsahuje: Leptací gel 70g + 10 stříkaček + 50 kanyl



70g

~~1658,-~~

1493,-

## Leptací gel (výroba Etching gelu zrušena)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a sklovin pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.  
**Náhrada za Etching gel.**



2 × 1,4 g stříkačky, 3 aplikační kanyly

~~380,-~~

342,-

9 × 1,4 ml stříkačky, 25 aplikačních kanyl

~~1226,-~~

1098,-

## Opalescence PF 16%, 10%

**Noční bělení Opalescence® PF 10%** = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

**Denní bělení Opalescence® PF 16%** = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

**Příchutě:** máta nebo bez příchutě.  
**Pacient Kit:** 8 × 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

~~2620,-~~

2096,-

sleva:

20%

## Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

**Opalescence Cool Mint** – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

**Opalescence Sensitive** – snižuje citlivost zubů

sleva:

15%



Sensitive

~~305,-~~

260,-

Cool Mint

~~285,-~~

242,-

## Opalescence PF 10% máta

VÝPRODEJ

sleva:

70%



Exp.: 05/2025

~~2620,-~~

786,-

## ORBIS Ochranný krém na ruce

Jemný krém pro péči o ruce a tělo. Chrání, hydratuje, regeneruje a pečuje o suchou, podrážděnou a drsnou pokožku rukou. Pro každodenní použití po častém mytí rukou a hygienické dezinfekci. Zvláště se doporučuje pro zdravotnický personál a osoby vystavené vysoušení pokožky v důsledku častého mytí a nošení rukavic.

- poskytuje hedvábnou hladkost
- rychle se vstřebává
- dermatologicky testováno
- s vitamínem E, glycerinem a olivovým olejem
- bez parabenů



100ml, tuba

~~69,-~~

62,-

## ORBI-Touch Care Cream krém na ruce

Krém pro kvalitní ochranu a komplexní péči o pokožku s dlouhotrvajícím účinkem a pocitem vláčné a hladké pokožky i při použití malého množství. Emulze zklidňující pokožku má přemašťovací a hydratační účinek. Zvláště vhodné pro suchou pokožku, při častém mytí rukou a nošení rukavic.

- zajišťuje hladkou a dobře ošetřovanou pokožku
- rychle se vstřebává
- s neutrální, velmi příjemnou vůní
- opětovně promaštění a zvlhčení
- emulze typu olej ve vodě
- pro vícenásobné denní použití
- bez barviv



100ml, tuba

~~177,-~~

159,-

## ORBI-Touch mycí krém na ruce

Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka ne - vysychá. S vitamíny, hodnota PH 6,5



Láhev s dávkovačem 500ml

~~188,-~~

170,-

Euroláhev 1l

~~323,-~~

291,-

## ORBI-Touch gel pro dezinfekci rukou

Gelový dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou. Působí proti škodlivým organismům. Neutrální vůně.



Láhev s dávkovačem 500ml

~~327,-~~

294,-

## ORBI-Sept vlhčené ubrousky bez alkoholu

Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků a pro rychlou dezinfekci povrchů.



100ks

~~145,-~~

131,-

## ORBI-Sept alkoholové vlhčené ubrousky

Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro profylaktickou povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu



100ks

~~184,-~~

166,-

## Mikrozyd AF Liquid

Přípravek pro dezinfekci postříkem na plochy a předměty. Účinný proti bakteriím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.



1l

~~270,-~~

255,-

5l

~~1150,-~~

1075,-

## Mikrozyd AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



Náhradní balení, 150ks

~~320,-~~

285,-

## Mikrozyd Universal Premium ubrousky

Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem alkoholu, určené k dezinfekci malých ploch a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály. Účinný podle EN 16615 za 1 minutu.



100ks

~~320,-~~

250,-

## Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a je obzvláště vhodný pro zvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čistící schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



2l

~~1430,-~~

1355,-

5l

~~3160,-~~

2995,-

dóza - 160 ks

sleva:

27%

## CaviWipes

Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu (17%), neškodí povrchům. Rozměr: 17,5 x 22,5 cm, ekologické, biologicky odbouratelné.

~~319,-~~

253,-

## CaviCide

Postřiková dezinfekce kompatibilní s většinou povrchů, baktericidní a virucidní účinnost. Používá se neředěný



sleva:

30%

200ml

~~188,-~~

155,-

700ml

~~401,-~~

339,-

5l

~~1567,-~~

1325,-

## DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17% EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml ~~325,-~~ **293,-**  
500ml ~~610,-~~ **549,-**

Hypodest  
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml ~~236,-~~ **213,-**

Klorodest Chlorhexidine  
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětovné navlhčení preparovaného povrchu



1l ~~724,-~~ **652,-**

## ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

**Příchuť:** máta



Tuba 10ml ~~1137,-~~ **1024,-**

## ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

**Obsahuje:** 0,12 % Chlorhexidingluconat



Láhev 5 000ml ~~1071,-~~ **964,-**  
Dávkovací pumpička ~~596,-~~ **536,-**

## ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

**Obsahuje:**

0,1 % benzalkonium chlorid  
0,05 % fluorid sodný  
bez alkoholu

připraveno k okamžitému použití



Láhev 100ml ~~86,-~~ **77,-**  
Láhev pro ordinaci, 5 000ml ~~1061,-~~ **955,-**  
Dávkovací pumpička ~~596,-~~ **536,-**

## Prophy Powder classic

**Výrobce ORBIS**

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g ~~807,-~~ **726,-**

ORBIS Prophy Paste Vario  
Polish bez fluoridu

Čisticí a lešticí pasta pro profesionální čištění zubů s multivrstevnými částicemi, umožňujícími abrazi a lešticí efekt.

- amorfní oxid křemičitý
- samosnížení z 220 na 40 RDA
- pro profesionální čištění zubů a profylaxi



Modrá barva, mátová příchut' Tuba, 95 g ~~312,-~~ **281,-**

Prophy Paste,  
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,  
RDA 170, zelená,  
RDA 120, růžová,  
RDA 40, žlutá,



95g ~~312,-~~ **281,-**

## Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posilování zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- amorfní oxid křemičitý



Tuba 95g ~~312,-~~ **281,-**

Kartáčky k čištění  
a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu



Bílý nebo růžový, 100ks ~~1085,-~~ **977,-**

ORBI profylaktické  
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití • bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks ~~352,-~~ **317,-**

## Zubní zrcátko – nemlží se



Kvalitní zubní zrcátka se zvýšenou odrazivostí a příjemným jasným obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátka nezamlžují v ústech pacienta.

**Na výběr:** velikost 4 nebo 5, ploché nebo konkávní

12ks

~~1352,-~~

1217,-

Nerezová kazeta  
s víčkem

kazeta 20 × 10 × 3 cm

~~649,-~~

595,-

víčko 20 × 10 × 1 cm

~~599,-~~

545,-

Kvalitní nerezové  
tácky od ASA Dental

15 × 20 cm

~~419,-~~

369,-

10 × 20 cm

~~369,-~~

329,-

## Filtek Ultimate

Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností. Dostupné v body/dentin/enamel odstínech: A1-B/D/E, A2-B/D/E, A3-B/D/E, A3.5-B, A4-B/D, A6-B, B1-B/E, B2-B/E, B3-B/D, B5-B, C1-B, C2-B, C3-B, C4-D, D2-B/E, D3-B, W-B/D/E, XW-E/B, A-T, B-T a C-T.

sleva  
více než:

20%

4g

~~1877,-~~

1498,-

Scotchbond Universal  
Plus adhezivum

Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

sleva  
více než:

20%

5ml

~~3734,-~~

2979,-

## Protemp 4

Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu přesných provizorních inlejí, korunek a můstků.

- Přináší velkou úsporu času - už žádný lak ani kondicionér - stačí setřít alkoholem!
- Vynikající pevnost a odolnost, dlouhá životnost i pro dlouhodobá provizoria.
- Vysoká estetika, hladký povrch brání vzniku plaku, barevná stálost a fluorescence.
- Snadná manipulace díky menší inhibiční vrstvě.
- Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3,5 a B3.



50 ml + 16 kanyl

~~3616,-~~

3255,-

Interdental Brush -  
mezizubní kartáčky

Růžový, Ø 0,4,  
Oranžový, Ø 0,45,  
Červený, Ø 0,5,  
Modrý, Ø 0,6,  
Žlutý, Ø 0,7,  
Zelený, Ø 0,8,  
Fialový, Ø 1,1,  
Šedý, Ø 1,3,  
Černý, Ø 1,5,



balení 8 ks v blisteru

~~64,-~~

58,-

Kartáč na čištění  
vrtáčků

Pro hrubé předčištění vrtáčků. Z mosazného drátu nebo nylonu. Délka 55 mm, šířka 25 mm.



Kartáč nylonový, bílý, 1 ks

~~105,-~~

95,-

Kartáč z mosazného drátu, 1 ks,

~~74,-~~

67,-

## Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světlem tuhnoucího materiálu. Ohnutá kovová jehla (45.°) umožňuje optimální přístup do dutiny.

Pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnících materiálů a kompozitů

Vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky



0,6x13 mm, 100 ks

~~483,-~~

435,-

0,9x13 mm, 100 ks

~~483,-~~

435,-

## Speedex

C-silikonová otkovovací hmota vhodná pro obě metody otkování.

Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily. Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



sleva více než:

25%

light body/ medium  
body - 140 ml~~489,-~~

365,-

putty - 910 ml

~~1209,-~~

905,-

Aktivátor  
60ml~~709,-~~

529,-

1 ks

~~69,-~~

62,-

Lopatka na algináty  
světle modrá

Z ohebného plastu  
• barva: světle modrá  
• délka 190 mm



1 ks

~~69,-~~

62,-

## Tekutá adheziva

Pro nanesení na otkovovací lžiči. Roztok vytvoří tenkou adhezivní vrstvu, která drží otkovovací hmotu pevně na lžiči.



Alginat, 30ml

~~236,-~~

213,-

Polyeter, 30ml

~~236,-~~


213,-

Silikon, 10ml

~~236,-~~

213,-

## MTA Flow White



Mineral trioxid aggregate cement na opravy, snadno a rychle hladká konzistence pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení<sup>1</sup>. Obsahuje oxid bismuthu **MTA Flow White**: opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny

**Kit: 8-10 aplikací**  
1x MTAFlow White prášek (2g)  
1x MTAFlow White gel (2ml)  
1x odměrka s 2 odměrnými konci  
20x kanyla Black Micro  
10x stříkačka Skini  
10x uzávěr Luer Lock



6580,-

5930,-

## Endostar EndoSTOPPER

Žlutý pomocník pro sledování počtu použití endodontických nástrojů. Balení obsahuje 100 kusů.



100ks

419,-

375,-

NaviTip Double  
SidePort 31ga

Aplikační ohebná kanyla 31ga(0,28mm) pro hypochlorit sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch 2 otvory po str



20ks

2120,-

1910,-

50ks

4530,-

4080,-

## NaviTip 29ga, 30ga

Silné rigidní kanyly s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).

**Délky:** 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).  
**29G je určeno k aplikaci pastových materiálů:** EndoREZ, UltraCal XS a MTAflow  
**30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů:** File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.



20ks

1860,-

1680,-

50ks

4150,-

3740,-

## NaviTip FX 30 ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 17 mm

2160,-

1950,-

20x kanyla 25 mm

2160,-

1950,-

## NaviTip Single Siderport

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White  
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm  
29ga (0,28mm)



20 kanyl

1990,-

1800,-

## MD-Chelcream

Lubrikační gel s 19% EDTA pro usnadnění ošetření kořenových kanálků. Je velmi vhodný při ošetření kalcifikovaných kanálků nebo zúžených kanálků v distálním úseku. Šetří kořenové nástroje a usnadňuje plnění kanálků.



MD-Chelcream 2x8g

540,-

469,-

## Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem kalcia >41 % (pH 12,4). Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.



4x 1,5 ml + 20 aplikátorů

1950,-

1448,-

sleva:

25%

## Calasept CHX

2% chlorhexidin diglukanát s vynikající antimikrobiální aktivitou, účinný proti gramnegativním i grampozitivním bakteriím a má vysokou míru účinnosti proti E faecalis, v lahvi opatřené uzávěrem luer lock na víčku.



250 ml

1770,-

1495,-

## KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče, Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo, Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



500ml

1990,-

999,-

1 blistr (3ks)

## ProTaper NEXT

Všestranný endodontický systém pro ošetření většiny kořenových kanálků.



**Kupte 3 blistry (á3ks) ProTaper Next a získáte set (X1-X3) ZDARMA**

1888,-

## ProTaper Ultimate

Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper. Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm.



**Kupte 3 blistry ProTaper Ultimate a získáte sekvenci 25mm ZDARMA**

ProTaper Ultimate 6 ks

sekvence, 5 ks

2611,-

2176,-

## Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepačce kaspí..



15x 0,7 g

9490,-

8490,-

5x 0,7 g

3470,-

3130,-

## Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpae)
- pro definitivní náhradu dentinu

## Indikace v kořeni:

- překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorpce zubu, apexifi kace.
- v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie, ireversibilní pulpitida

## Biodentine XP

Aplikuje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit

29890,-

27490,-

200, 10ks

7490,-

6750,-

500, 10ks

8790,-

7990,-

## Endomethason N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu. Set obsahuje: 14 g prášku a 10 g tekutiny.



set

3710,-

3450,-

prášek 14g

2870,-

2670,-

prášek 42g

5390,-

4990,-

## Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.



2,2 g + 20 kanyl

2110,-

1895,-

## Root Canal Sealer

Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků.

Složení: prášek - zink-oxid, kalcium-fosfát, barium- -sulfát, tekutina - eugenol, kanadský balzám.

Sada obsahuje: 15 g prášku a 7,5ml tekutiny.



sada

2550,-

2295,-

## Septoject jehly

Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.

Rozměry: 27G - 21, 25, 35 a 42 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

520,-

435,-

## BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.

Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.

Hydrofilní - BioRoot RCS hermeticky zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.

Bioaktivní obturace - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální hojení.

Antimikrobiální - pH >11, uvolňuje hydroxid vápenatý.

Čistě minerální složení - nezabarví zuby. Bez pryskyřice = nulové smrštění - vyrobený z čistého křemičitanu vápenatého.

Skvělá zatékavost - utěsní i všechny vedlejší kanálky.



15g + 35 pipet

8390,-

sleva:

15%

7130,-

## BioRoot Flow

NOVÝ biokeramický tmel na kořenové kanálky v injekční stříkačce, díky kterému je obturace snadná a úspěšná při plnění za studena i za tepla.

• Stříkačka připravená k použití

• Optimální tloušťka a tekutost

• Bioaktivní a biokompatibilní materiál

## Indikace

Trvalá výplň kořenových kanálků v kombinaci s gutaperčovými body v případě zanícené nebo nekrotické dřeně nebo po retreatmentovém zákroku.



stříkačka, 2g

4800,-

4299,-

## Adseal plus

Inovovaný rentgenkontrastní materiál k plnění kořenových kanálků na bázi epoxidové pryskyřice ve velmi praktické stříkačce pro jednoduché namíchání v přesném poměru.

Vysoká biokompatibilita, kvalitní hermetický uzávěr. Nezabarvuje zub, není rozpustný.

Balení obsahuje: 13,5 g materiálu v duální stříkačce, míchací podložku, špachtli, dávkovací špičky a víčko



13,5 g + příslušenství

930,-

865,-

## Endo Clean stojánek

Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku.



stojánek plastový s houbičkou

249,-

215,-

náhradní houbičky, 50ks

299,-

255,-

## Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky.

Standardní luer-lock zakončení.

Neobsahují latex.

Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá.

Objem: 5 ml



5ml, 100 ks

550,-

495,-



## Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4  
Viskozita: LV, HV



Kupte 3 balení Neo Spectry ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1259,-

LV / HV / Effects kompule, 16x0,25 g

1678,-

## Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

**Dostupné odstíny:** A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).



Kupte 3 balení Neo Spectry ST Flow dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

1562,-

## SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.

Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



Kupte 3 balení SDR Plus dle Vašeho výběru a získáte balení odstín Universal ZDARMA

15x 0,25 g

1807,-

## Charisma Classic

Mikrohybridní kompozit pro monochromatické rekonstrukce.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.

sleva více než:

20%



stříkačka 4g

700,-

555,-

## Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úseku.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



sleva více než:

17%

stříkačka - 4 g

1050,-

865,-

## Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva více než:

25%



2 g + 5 kanyl

990,-

735,-

## Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

**Odstíny:** A2, A3.

sleva více než:

33%



2x2g

2957,-

1975,-

## ORBI-Flow X

Světlem tuhnoucí zatékavý mikrohybridní kompozit. Celkový obsah plniva je 62 % hmotnostních a 47 % objemových jednotek. Kompozitní materiál ve 4 odstínech VITA.

**Odstíny:** A1, A2, A3.



2x 2 g

855,-

770,-

## ORBI-HiFil easy

Světlem tuhnoucí univerzální kompozit. Vhodné pro všechny typy kavit, snadno se modeluje, nelepí se na nástroj, celkový obsah plniva 81 % hmotnostních / 65 % objemových jednotek, radiopacita 180 %

**Odstíny:** A2, A3, A3.5



stříkačka - 4,5g

534,-

481,-

## Sekční matricový systém

Pro výplně kavity třídy II

Uživatelsky přívětivý sekční matricový systém s předtvarovanými maticemi je ideální pro dosažení přirozených, těsných a anatomicky správných kontur a kontaktů.



**Maticce**

- předtvarovaná matrice kopíruje zub a nabízí optimální kontakt
- tloušťka 0,045 mm
- s perforovaným páskem pro snadné vkládání a vyjímání

**Kroužky**

- odolné a elastické
- drží klínky pevně na místě
- vyrobeno z nikl-titanového kovu a polyamidového plastu
- inovativní design pro delší životnost
- snadná montáž

**Klínky**

- tvarovaný, pro anatomické umístění mezi zuby
- vyrobeno z polypropylenu
- s otvorem pro snadné vkládání a vyjímání klínku

Matrice 4,5 mm, balení 100 ks

2767,-

2491,-

Matrice 5,5 mm, balení 100 ks

2767,-

2491,-

Matrice 6,5 mm, balení 100 ks

2767,-

2491,-

Kroužek univerzální, balení 2 ks

7359,-

6624,-

Kroužek úzký, balení 2 ks

7359,-

6624,-

Kroužek univerzální 1 ks, kroužek úzký 1 ks

7359,-

6624,-

Klínky small, žluté, balení 100 ks

981,-

883,-

Klínky medium, modré, balení 100 ks

981,-

883,-

Klínky large, oranžové, balení 100 ks

981,-

883,-

## G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navržen tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



**Refill Unitip 15x0,16ml:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

2081,-

1695,-

**Layering kit: Unitip**

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

9356,-

7985,-

**Core kit: Unitip**

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

9356,-

7985,-

**Refill stříkačky 4 g:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1941,-

1585,-

**Layering kit: stříkačky (4g)**

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8721,-

7400,-

**Core kit: stříkačky (4g)**

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8721,-

7400,-

## G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

**Starter kit A2/TL:** stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

2398,-

2075,-

**Systém Kit:** stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

5238,-

4400,-

**Twin Refill A2/TL:** 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3946,-

3475,-

**Single Refill AO3/WO:** stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

2068,-

1775,-



## G2-BOND Universal

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

**G2-Bond Universal Bottle Kit:** 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací mistička, 50x aplikátor a technická karta.

4385,-



5159,-



1-PRIMER Refil 5ml

3780,-

3195,-



1-BOND Refil 5ml

1597,-

1325,-

## Tri Plaque ID Gel

Jedinečný gelový indikátor plaku ve třech barevných odstínech k rozpoznání nového, zralého a kyselinotvorného biofilmu. Tento unikátní gel rovněž dokáže přesně vyznačit místa největšího působení bakterií, a to odhalením kyselého pH.



40g

1751,-

1450,-

## D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lamp. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



**Obsah balení:** rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

46346,-

33895,-

## Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



24205,-

19435,-

## Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.

Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii.

Příjemná manipulace - nepřilíší řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

5730,-

5395,-

dóza, 30g, bílá

## Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



659,-

619,-

## Gradia štětec



10 ks, plochý nebo kulatý

1833,-

1495,-

300,-

držák štětců, 2ks

## Porcelain Etch + Silane

## Spolehlivá fixace protetických prací

## Vše co potřebujete pro opravu keramiky na křesle

- Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky a starých makroplněných kompozitů před intraórním bondováním.
- Jednoduché nanášení pomocí stříkaček a kanyl - není nutné míchat před použitím.
- Zaručena vždy stejná konzistence a složení materiálu.
- Dostatečně silná vazba kompozitu ke keramice.



Porcelain Etch + Silane  
(2x1,2ml stříkačka 20x kanyla)

1870,-

1683,-

## Peak Universal Bond

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.

Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.



stříkačky 4x1,2ml

25%

3460,-

2600,-

lahvička 4ml

2550,-

1910,-

## Peak SE Primer

Samoleptací primer zaručí vysokou bondovací sílu a marginální plnění bez mezer.

Vždy čerstvé, stabilní složení.

Unikátní primer pro bondování technikou Self-Etch.

sleva:

20%



Peak SE – 4x1,2ml

2850,-

2140,-

## TheraCal PT

TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy.

Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.



TheraCal PT 4g +  
15 kanyl

2960,-

2670,-

## TheraCal LC

Světlem tuhnucí, pryskyřičí modifikovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy.

Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.

**Zkušební balení obsahuje:** 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikačních kanyl 19G.

**Základní balení obsahuje:** 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.



TheraCal LC  
4x1g + 50kanyl

4020,-

3595,-

TheraCal LC 1g +  
15 kanyl

1280,-

1150,-

## TheraBase

TheraBase je samoadhezivní báze/liner s duálním tuhnutím, uvolňující vápník.

S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřevě. Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.

TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřičí modifikované skloionomery. Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

4530,-

4090,-

## Klíčky dřevěné Hawe

Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klíčky pro perfektní adaptaci matic k zubu.

Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikosti.

Velikosti: tyrkysová, oranžová, bílá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá široká a sortiment.



100ks

441,-

375,-

## OptiShade

Kompozitní výplňový materiál.

**Dostupné odstíny:**

light - odpovídá: A1, B1, B2, C1 a D2,

medium - odpovídá: A2, A3, C2, D3 a D4,

dark - odpovídá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,

bleach white - pro bělené zuby,

universal opaque.



stříkačka - 4 g

1922,-

1288,-

kompule - 10 ks (dark,  
b-white, u-opaque)

1537,-

1153,-

kompule - 20 ks

2307,-

1730,-

sleva:

33%

## ORBIS konturované matrice

Konturované matrice ORBIS vyrobené z nerezové oceli jsou anatomicky předtvarované a používají se pro rekonstrukci aproximálních povrchů premolárů a molárů v kavitách třídy II. Tloušťka 0,045 mm.

**Varianty:** premolárová levá, premolárová pravá, molárová levá, molárová pravá, premolárová oboustranná, molárová oboustranná



Balení 30ks

590,-

531,-

## Hemocollagene

Biokompatibilní & resorbovatelné hemostatické houbičky.

Podporují lokální hemostázu uvnitř rány po extrakci

Zcela vstřebatelné, sterilní & biokompatibilní

Lze je zasunout do rány & držet v poextrakčním lůžku

Kolagen podporuje přilnavost & vzájemně shlukování krevních destiček

**Balení obsahuje 24 jednotlivé, sterilně balených houbiček v blistru.**



24 houbiček

2850,-

2390,-

## MaxCem Elite

Dvosložkový, samoleptací, duálně tuhnucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

**Odstíny:** bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva na kit:

33%



refill - 2x 5 g

4027,-

2618,-

## OptiDisc



Velmi hrubý

Hrubý

Jemný

Velmi jemný

sleva více než:

30%

**velikosti:** OptiDisc refill 9,6 mm: hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)  
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)  
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)


Refill: 80ks

1063,-

744,-

## Euroform Nikl-Titan

- Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
- Vynikající flexibilita a snadné vkládání.
- Mají vysoce leštěný povrch pro snížení tření a optimální klouzavé schopnosti.
- **Kulaté oblouky** v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- **Obdélníkové oblouky** v 5-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



kulaté oblouky - 10 ks

329,-

275,-

obdélníkové oblouky - 10 ks

519,-

415,-

## Vosk pro pacienty v krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem.  
Při aplikaci prsty vosk rychle změkne a umožní snadné a rychlé nanesení na postižené místo. Ideální pohotovostní řešení pro pacienty mimo ordinaci lékaře. Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.



100ks

2849,-

2295,-

## Elast-O-Loop

Extrémně elastické a pevné gumičky, průměr 0,3 m.  
**Balení:** 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).



1008ks

969,-

795,-

## Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.  
Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.  
Vzduchové dírký pro zlepšení hygieny.  
**Barvy běžné:** černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.  
**Barvy perleťové:** neónová zelená, černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

38,-

30,-

## Kelímky THIENEL

Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml s motivem medvíčka Otto.  
Stabilní, pevné, odolné proti promáčknutí.  
Ideální do dětské ruky.  
**Barva:** modrá, růžová.



sleva:

20%

100ks, 160ml

240,-

200,-

## Headrest

Krycí přehozy (papír/PE-fólie) pro opěradla zubních souprav.  
Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.  
**V široké škále barev:** bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, žlutá, vínová, žlutá, šedá a růžová.



100ks

260,-

235,-

## Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.  
**Barvy:** bílá, světle modrá, šedobílá.  
Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks

410,-

369,-

## Válečky Richmond

Vysoce flexibilní, měkké, 100% bavlněné válečky s neuvěřitelnou absorpční schopností.



2000ks

2975,-

2690,-

## Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylenu a savé měkké celulózy.  
**Barvy:** bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, vínová, žlutá a růžová.  
**Rozměry:** 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks

320,-

285,-

80x54 cm - 60 ks

320,-


285,-

## VALO X

sleva:

20%

Průměr čočky 12,5 mm  
Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo)  
Rozsah vlnových délek 380–515 nm  
Pro polymeraci všech dentálních materiálů  
Dokonalé kolimovaný, homogenní svazek světelných paprsků pro spolehlivou, úplnou polymeraci i v hloubce (např. dna bulkfi lů)  
Horní a spodní podsvětlené tlačítka s barevnou indikací režimu  
Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození  
Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst  
Nová funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí  
Akumulátory s výdrží až 400 polymerací na 1 nabití  
Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení)



66810,-

53490,-

2 POLYMERACNÍ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

**Polymerační režimy:**

- širokospektrální LED diody
- 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm<sup>2</sup>, 10 sekund)
- extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm<sup>2</sup>, 5 sekund 3x puls s prodlevou)

**Diagnostické režimy:**

- UV světlo pro detekci fl uorescenčních materiálů (např. pečetidla fi sur, výplně, indikátory plaku aj.)
- Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplni, protetiky, určené odstínu při bělení aj.

**Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X (jsou součástí balení - 5 ks celkem)** - 5x externí čočka (polymerační bodová, polymerační ProxiBall diagnostická interproximální, diagnostická transluminační, diagnostická UV světlo)

# Nabídka instrumentů

Platná od 1. 3. 2024 do vyprodání skladových zásob.

# KAVO

Dental Excellence



SLEVA  
57%

~~46.574,-~~  
**20.450,-**

## EXPERTmatic E25 L 1:5

Světelné úhlové kolénko 1:5 v novém designu. Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr, 3bodový sprej, 25 000 Lux osvětlení a retenční síla kleštiny 30N.



SLEVA  
52%

~~42.076,-~~  
**19.990,-**

## EXPERTtorque E680 L

Malá hlavička a nastavení úhlů (100° a 19°) dělají z této turbínky ergonomicky velmi zdařilý nástroj. Verze L s osvětlením, keramická ložiska, retrakční ventil, 4bodový sprej, až 29 W výkonu, výměnný vodní mikrofiltr.



SLEVA  
56%

~~33.943,-~~  
**14.950,-**

## EXPERTmatic E20 L 1:1

Kolénko s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, 1bodový sprej, keramická ložiska, 25 000 Lux osvětlení.



SLEVA  
50%

~~27.022,-~~  
**13.490,-**

## SMARTtorque S619 L

Bezpečná a výkonná turbínka s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Zvýšený výkon na 26 W, keramická ložiska, 4bodový sprej, retrakční ventil, hluchnost 65 dB(A), 25 000 Lux osvětlení.



SLEVA  
33%

~~21.600,-~~  
**14.490,-**

## EXPERTmatic E10 C 1:1

Rovný chirurgický násadec 1:1, povrch EXPERTgrip, oddělené vedení vzduchu a vody, maximální síla kleštiny zabrání protáčení vrtáčků, vhodné pro vrtáčky do rovných násadců i úhlových násadců.



SLEVA  
43%

~~8.767,-~~  
**4.990,-**

## MULTiflex 460 LE

Rychlospojka MULTiflex s žárovkou bez regulace vody, světlovod 25 000 lux, standardní připojení MIDWEST, zpětný ventil k odstranění retrakce, omyvatelná.

**URČENO POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ.**

Více informací o produktech, včetně návodu k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy West Medical s.r.o.

**West  
Medical**

**WEST MEDICAL s.r.o.**  
Edvarda Beneše 70  
326 00 Plzeň

tel. 777 222 242  
email: plzen@westmedical.cz

**GC Fuji I kapsle**



Odstín: světle žlutá

50 kapslí ~~4587,-~~ **3188,-**

**GC G-CEM kapsle**



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí ~~8549,-~~ **5990,-**

**GC Fuji Triage kapsle**



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí ~~5295,-~~ **3675,-**

**GC Fuji IX GP kapsle**



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~4748,-~~ **3425,-**

**GC Fuji IX GP FAST kapsle**



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~4820,-~~ **3465,-**

**GC Fuji IX GP Extra kapsle**



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~5610,-~~ **3985,-**

**GC Fuji II LC Improved kapsle**



Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí ~~5646,-~~ **4045,-**

**GC Fuji Plus kapsle**



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí ~~5969,-~~ **4180,-**

**GC Fuji Plus plv./liq.**



Odstín: A3

1-1 ~~4666,-~~ **3734,-**

**GC Fuji II LC Improved plv./liq.**



Tekutina 6,8g ~~2120,-~~ **1820,-**

Prášek 15g ~~2483,-~~ **2140,-**

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny ~~10003,-~~ **8600,-**

**Fuji I 1-1**



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.) ~~4088,-~~ **3350,-**

**GC Fuji Triage 1-1**



Odstín: růžová, bílá

1-1 ~~3208,-~~ **2597,-**

## Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovačel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	<del>3496,-</del>	<b>2845,-</b>
Stříkačka 10ml	<del>2085,-</del>	<b>1685,-</b>

## G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály. **Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	<del>5386,-</del>	<b>4475,-</b>
Starter Kit: A2 / Translucent	<del>6822,-</del>	<b>5685,-</b>

## G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



**Starter Kit:** 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikrošpítečky, 20x dávkovací mistička

**Refill:** 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)

	<del>8872,-</del>	<b>6575,-</b>
	<del>1276,-</del>	<b>960,-</b>

sleva  
více než:

**26%**

## Essentia Universal



sleva  
více než:

**31%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	<del>1842,-</del>	<b>1255,-</b>
-------------	-------------------	---------------

## Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

**Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři modifikátory (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní. **Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství. **Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



sleva  
více než:

**31%**

1 tuba, libovolný odstín	<del>1842,-</del>	<b>1255,-</b>
Modifier Kit	<del>6381,-</del>	<b>5485,-</b>

## Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity  
HiFlo - vysoká zatékavost  
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	<del>1842,-</del>	<b>1585,-</b>
---------------	-------------------	---------------

## Gradia Direct



sleva  
více než:

**41%**

**Anterior Syringe:** 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT  
**Posterior Syringe:** 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT  
**X Syringe:** 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

	<del>1926,-</del>	<b>1135,-</b>
--	-------------------	---------------

## Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva  
více než:

**27%**

**Flo:** 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry  
**LoFlo:** 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

	<del>1890,-</del>	<b>1365,-</b>
--	-------------------	---------------

## Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



**Kit:** 1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

	<del>7200,-</del>	<b>6000,-</b>
--	-------------------	---------------

**Intro kit:** 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

	<del>7469,-</del>	<b>6250,-</b>
--	-------------------	---------------

Refill: kartuše 10ml,	<del>3593,-</del>	<b>2995,-</b>
-----------------------	-------------------	---------------

## GC Fuji IX GP 1-1



sleva  
více než:

**16%**

Odstín. A3		
1-1	<del>2986,-</del>	<b>2495,-</b>

## GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	<del>7140,-</del>	<b>6125,-</b>
-----	-------------------	---------------

## GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3		
1-1	<del>3351,-</del>	<b>2775,-</b>

## DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1566,-~~

1350,-

## Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml

~~3148,-~~

2833,-

## EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částic (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml

~~2564~~

1985,-

## EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

~~5531,-~~

4330,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~18256,-~~

15400,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~10787,-~~

8560,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdosa EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~3115,-~~

2550,-

## EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnaoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml

~~2710,-~~

2075,-

## Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

~~7962,-~~

6575,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

~~3124,-~~

2575,-

## Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

kartuše  
2x51g~~2425,-~~

2075,-

## everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

~~2894,-~~

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4073,-~~

2785,-

## everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.

Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit.

Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živičnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),  
bulkový nebo  
dentinový odstín,  
20x koncovka

~~1996,-~~

1685,-

## everX Posterior

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu.

Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní.

Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.

15 unitipů x  
0,13 ml~~2694,-~~

2275,-

50 unitipů x  
0,13 ml~~8086,-~~

6785,-

## everStick C&amp;B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

~~3133,-~~

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4073,-~~

2785,-



## Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

sleva:

20%



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3208,-

2575,-

10ks malina

3208,-

2575,-

## GC Repair Kit

**Balení:** G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



sleva

více než:

17%

balení

3484,-

2875,-

## G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2328,-

1995,-

## G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



sleva až:

31%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2307,-

1565,-

**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2289,-

1535,-

## G-aenial Universal Injectable



sleva více než:

17%

**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

1960,-

1685,-

tuba 1x1ml

1300,-

1075,-

## G-aenial Universal Flo

sleva více než:

32%



**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2359,-

1585,-

## G-Premio Bond



sleva až:

33%

3-Bottle Pack: 3x5ml

8464,-

6375,-

1 lahvička 5ml

4040,-

2685,-

## G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



sleva:

40%

**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětcečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4445,-

2675,-

## Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

408,-

360,-

## MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".



Intro Pack; 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štětceček

1074,-

780,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štětceček

3254,-

2595,-

## Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

**Příchuť:** meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



sleva až:

35%

5x sortiment + 1 ZDARMA

4014,-

2575,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

6045,-

4465,-

## MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid  
**Příchuť:** jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

sleva až:

36%



5-Pack: 5 ks sortiment + 1 ZDARMA

4380,-

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

6759,-

4975,-

PERMITE

## Normálně tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

Velikost 1 400 mg	Kód: SD4001303 *	Kód: SD4011323 *
	<b>2.290 Kč</b>	<b>16.990 Kč</b>
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4002303 *	Kód: SD4012323 *
	<b>2.990 Kč</b>	<b>20.990 Kč</b>
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4003303 *	Kód: SD4023303 *
	<b>3.490 Kč</b>	<b>29.990 Kč</b>

## Pomalou tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

UKONČENO	UKONČENO
Kód: SD4002404 *	Kód: SD4012424 *
<b>2.990 Kč</b>	<b>20.990 Kč</b>
UKONČENO	UKONČENO

GS-80

## Normálně tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

Velikost 1 400 mg	Kód: SD4411303 *	Kód: SD4411323 *
	<b>1.290 Kč</b>	<b>10.990 Kč</b>
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4412303 *	Kód: SD4412323 *
	<b>1.690 Kč</b>	<b>15.990 Kč</b>
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4413303 *	Kód: SD4413323 *
	<b>2.190 Kč</b>	<b>19.990 Kč</b>

## Pomalou tuhnoucí

50 kapslí

500 kapslí

UKONČENO	UKONČENO
Kód: SD4402404 *	UKONČENO
<b>2.490 Kč</b>	UKONČENO
UKONČENO	UKONČENO

\* ekonomické balení v sáčku

\* do vyprodání zásob

## PERMITE

56% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

## GS-80

40% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



ilustrační foto

# SDI | SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

## RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

**Kolik stojí Váš čas?**  
Riva SC ve verzi FAST

**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA



**BPA & HEMA free**

Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

**1.390 Kč** ~~1.562 Kč~~



**riva self cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3

**riva self cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

**2.990 Kč** ~~4.608 Kč~~

**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.



**riva self cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4,  
B2, B3, sortiment,

Kód: SD8600001-13  
SD8605001-08  
SD8610000

**riva self cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

**3.990 Kč** ~~5.208 Kč~~

**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

## RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

**BPA & HEMA free**

**DA DENTAL ADVISOR**  
2024  
PREFERRED PRODUCT

**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

**1.690 Kč** ~~2.137 Kč~~



**riva light cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

**riva light cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

**2.990 Kč** ~~4.575 Kč~~

**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.



**riva light cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,  
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16  
SD8710000

**riva light cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

**3.990 Kč** ~~5.463 Kč~~

**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

## COAT



Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.

Balení: 5 ml  
Kód: SD8610001

**1.290 Kč** ~~1.592 Kč~~

## CONDITIONER



Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.

Balení: 10 ml  
Kód: SD8620001

**1.290 Kč** ~~1.641 Kč~~

## RIVA STAR AQUA

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina,  
3 ml Riva green tekutina  
Kód: SD8800530

**3.190 Kč** ~~4.678 Kč~~



Balení: 10× kapsle Riva star Aqua krok 1,  
10× kapsle Riva Star krok 2  
Kód: SD8800525

**2.590 Kč** ~~3.905 Kč~~

# SDI | KOMPOZITA | BONDY

## LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Balení: 4 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452001-22

**1.090 Kč** ~~2.078 Kč~~



Balení: 20x 0,25 g komple  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452051-72

**1.490 Kč** ~~2.759 Kč~~

## ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samošetření, selektivního leptání a celkového leptání.

**ionglass™**  
BOMIMETIC FORMULA

**BPA & HEMA free**



Balení: 5 ml  
Kód: SD8100502

**1.490 Kč** ~~2.555 Kč~~

## LUNA FLOW

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



Luna Flow  
Balení: 2 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8566102-122

Luna Flow LV  
Balení: 2 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8566201-222

**499 Kč** ~~988 Kč~~

## WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3  
Kód: SD7500011-13



**3.490 Kč** ~~4.554 Kč~~

Balení: 1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla  
wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý  
wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Kód: SD8310102 - SD8311101

Kód: SD8210102 - SD8211101



**449 Kč** ~~644 Kč~~

## STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin.

**BPA free**



Balení: 5 ml  
Kód: SD8100201

**1.490 Kč** ~~3.091 Kč~~

**POLA NIGHT 16%**

**Karbamid peroxid**

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700390

**990 Kč** ~~1.207 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700377

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700398

**2.690 Kč** ~~3.002 Kč~~ **5.990 Kč** ~~7.901 Kč~~

**POLA NIGHT 10%**

**Karbamid peroxid**

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Navštivte naše nové webové stránky [polasmile.cz](http://polasmile.cz)



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700369

**1.290 Kč** ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700371

**2.690 Kč** ~~3.002 Kč~~

**POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS**

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do nosičů.

**Karbamid peroxid**



Balení: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700556

**1.890 Kč** ~~2.202 Kč~~

**SOOTHE**

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 50x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150034

**7.990 Kč** ~~10.476 Kč~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150002

**1.290 Kč** ~~1.586 Kč~~




DA DENTAL ADVISOR

## POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.



Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700985

**2.790 Kč** ~~3.522 Kč~~

Balení: 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079.1

**399 Kč** ~~485 Kč~~

Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079

**14.990 Kč** ~~22.018 Kč~~

Doplňkové balení  
k Pola Light



## POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD7700510

**1.590 Kč** ~~2.848 Kč~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD87700511

**3.690 Kč** ~~7.045 Kč~~

## POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700357

**1.290 Kč** ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700359

**2.690 Kč** ~~3.002 Kč~~

# SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

## RIVA CEM AUTOMIX

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem automix je pryskyřici modifikovaný, skloionomerní fixační cement, chemicky tuhne ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODŠTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2 × 4 g stříkačka automix,  
16 × aplikační koncovky  
Kód: SD8800703

**2.290 Kč** ~~3.434 Kč~~

## SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhne fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODŠTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2 × 7 g stříkačka automix,  
28 × aplikační koncovka  
Odstín: A1, A2, OA3,  
bílý opákní, translucent  
Kód: SD8805101-05

**3.290 Kč** ~~5.177 Kč~~

## RIVA LUTING

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhne skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50 × kapsle  
Kód: SD8650008

**3.990 Kč** ~~4.754 Kč~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina  
Kód: SD8650508

**2.490 Kč** ~~3.130 Kč~~

## RIVA LUTING PLUS

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhne, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50 × kapsle  
Kód: SD8651008

**4.490 Kč** ~~5.610 Kč~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina  
Kód: SD8651508

**2.490 Kč** ~~3.176 Kč~~

## RIVA SILVER

vhodné pro pacienty  
se špatnou hygienou

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50× kapsle  
Kód: SD8670008

**6.490 Kč** ~~8.062 Kč~~

Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina  
Kód: SD8670508

**5.990 Kč** ~~6.942 Kč~~



## SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25× aplikační koncovka  
Kód: SD8100052

**1.190 Kč** ~~1.301 Kč~~

Balení: 2× 31 g stříkačka, 50× aplikační koncovka  
Kód: SD8100059

**1.990 Kč** ~~2.721 Kč~~

## APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové aplikační štětečky, které jsou odolné vůči běžným rozpouštědlům v dentálních materiálech.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová) Kód: SD8100122

FINE (zelená) Kód: SD8100116/17

MEDIUM (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

**699 Kč** ~~1.202 Kč~~

## RIVA APLIKÁTOR 1

Kleště určené k aplikaci namíchaných materiálů SDI dodávaných v kapslích. Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.



Balení: 1 ks  
Kód: SD5545009

**1.890 Kč** ~~2.175 Kč~~

## RIVA APLIKÁTOR 2

Ergonomické kleště určené k aplikaci namíchaných materiálů SDI dodávaných v kapslích. Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.



Balení: 1 ks  
Kód: SD5545013

**2.440 Kč** ~~3.616 Kč~~

## RADII-CAL CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafilchinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



Balení: 1 ks  
Kód: SD5600110

**19.990 Kč** ~~24.292 Kč~~